



检测报告

报告编号 A2240809834157C-8

第 1 页 共 5 页

委托单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 句容经济开发区姚徐村

样品类型 固体废物

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司



No.18256E65EB

报告说明

报告编号 A2240809834157C-8

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：凌毅哲、余明杰

编制：

审核：

签发：

签发人姓名：

签发日期：

邹锋

邹锋

2025/12/02

检测结果

报告编号 A2240809834157C-8

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图



说明：■固体废物采样点

检测结果

报告编号 A2240809834157C-8 第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:					
样品类型		固体废物		检测日期	2025-11-21~2025-11-26
检测结果:					
点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
原灰采样点	2025-11-20	汞	SURA2490011	0.00362	mg/L
		六价铬	SURA2490011	ND	mg/L
		铬	SURA2490011	ND	mg/L
		铜	SURA2490011	0.09	mg/L
		铅	SURA2490011	0.45	mg/L
		锌	SURA2490011	0.06	mg/L
		砷	SURA2490011	0.00627	mg/L
		硒	SURA2490011	0.0109	mg/L
		镉	SURA2490011	ND	mg/L
		镍	SURA2490011	ND	mg/L
		钡	SURA2490011	4.16	mg/L
		铍	SURA2490011	ND	mg/L
		含水率	SURA2490011	0.72	%
点位信息:					
点位名称		采样日期	样品状态		
原灰采样点		2025-11-20	固态、微刺激性气味、灰色		
备注:					
1."ND"表示未检出。					
2.检测结果仅适用于客户指定位点所采集样品。					

检测结果

报告编号 A2240809834157C-8

第 5 页 共 5 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:

样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
固体废物	铍	固体废物 22 种金属元素的 测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 781-2016	0.004mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550
	铅		0.03mg/L	
	锌		0.01mg/L	
	硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解/原子荧 光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	镉	固体废物 22 种金属元素的 测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550
	镍		0.02mg/L	
	钡		0.06mg/L	
	含水率	固体废物 浸出毒性浸出方 法 醋酸缓冲溶液法(7.1 含 水率测定) HJ/T 300-2007	/	电子天平 LCD-A1000
	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解/原子荧 光法 HJ 702-2014	0.00002mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二 苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪
	铬	固体废物 22 种金属元素的 测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 781-2016	0.02mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550
	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解/原子荧 光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000
	铜	固体废物 22 种金属元素的 测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 (ICP) Avio 550

报告结束